

## BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: MỖI NGÀY MỘT TỐT HƠN

Trước tình hình nước mặn đang xâm nhập, trên nền cơ bản nước tồn tại một số vi chất, nhằm để đảm bảo chất lượng dụng cụ phục vụ công tác khám, chữa bệnh và giảm tối đa tỷ lệ nhiễm trùng trong bệnh viện. Ban Giám đốc bệnh viện đã mạnh dạn đầu tư hệ thống lọc nước RO để rửa dụng cụ phục vụ công tác điều trị với tổng giá trị 48,5 triệu đồng.



*Kỹ sư đang thi công hệ thống*

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: MỖI NGÀY MỘT TỐT HƠN



## BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: MỖI NGÀY MỘT TỐT HƠN

*Giám đốc bệnh viện trực tiếp giám công trình.*

Hệ thống đã đưa vào hoạt động cuối tháng 3 năm 2024 (công suất 250 lít nước được xử lý RO trong 1 giờ /qui mô bệnh viện 200 giường bệnh). Việc sử dụng nước RO trong rửa dụng cụ và cho máy hấp tiệt khuẩn dụng cụ làm cho dụng cụ và máy hấp bền hơn và hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ công tác khám chữa bệnh phục vụ cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn./.

**Ths.BS Đoàn Thị Nga**